

Swell Spots™
M A N U F A C T U R E D B Y S O L A R I S

mode d'emploi

Votre garniture Swell spot™

Swell Spot™ sont des garnitures de traitement conçues par des professionnels pour être mises en place dans des vêtements ou sous des pansements pour traiter les zones avec des œdèmes particulièrement sensibles, pour couvrir les contours ou diffuser des points de pression et briser une fibrose. Veuillez consulter votre professionnel de la santé pour une utilisation adaptée à votre cas.



Directives de soins et astuces utiles

- Utilisez le tissu gris contre votre peau.
- Lavez-le toutes les semaines ou plus souvent si nécessaire.
- Lavez à la machine avec un détergent doux, au cycle perma-press.
- Effectuez un double rinçage pour éliminer tout résidu de savon.
- Ne jamais utiliser d'additifs, tels que l'eau de javel ou des assouplissants.
- Séchez à la machine, au cycle perma-press, pour regonfler la mousse.
- Placez des balles de tennis propres dans la sècheuse pour gonfler la mousse.
- Arrêtez l'utilisation si vous remarquez des rougeurs, des engourdissements ou un changement de couleur de la peau.



Matériels

63% Nylon, 23% Polyester, 14% Lycra, mousse de polyuréthane de qualité médicale

Non fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

Retours et garantie

Solaris remplacera les produits défectueux dans un délai de deux semaines suivant la date d'achat. Veuillez contacter Solaris directement. Solaris n'accepte pas d'autres retours. Dans un effort visant à maintenir des prix bas, Solaris ne garantit pas les produits Swell Spots™.

Indications

- Lymphœdème
- Œdème aigu/chronique
- Cicatrisation hypertrophique
- Tissu induré

Contre-indications

- Insuffisance ou dégénérescence artérielle
- Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- Infection systémique
- Troubles de la sensibilité
- Troubles cognitifs
- Allergies ou sensibilités aux matériaux



3880 W Wheelhouse Road
Milwaukee, WI 53208 USA

T: (855) 892-4140 | *F:* (414) 892-4150 | *E:* info@solarismed.com
solarismed.com



EMERGO EUROPE

Molenstraat 15 | 2313 BH, La Haye | Pays-bas

REV 02/15